

messen, analysieren,
dokumentieren

Einsatzbereiche:


- statische und dynamische Messung der Druckverteilungen und Kräfte
- Haltungsanalyse
- Ganganalyse
- Diagnostik Fußfunktion und Druckvert.
- Vorher-Nachher Vergleiche
- prä- und postoperative Beurteilung der Druckverteilung im klinischen Bereich

Auswertemöglichkeiten:

- 2D-, 3D- Darstellungen
- Diagramme: Kraft/Zeit, Peak/Zeit etc.
- Schwerpunkt, Schwerpunktverlauf
- Gegenüberstellung mehrerer Messungen
- Mittelwertdarstellung, Impulsdarstellung
- Ausdrucke, Reporterstellung
- und vieles mehr...



Oben: MobileMat im Einsatz
Unten: Screenshot der Software



Technische Daten:

- Auflösung 1 Sensor pro cm² (2.112 Messpunkte gesamt)
- Messfrequenz: 100 Hz
- Messfläche: 49 x 45 cm
- Gesamtmaße: x cm, max. Höhe 4,2 cm
- Datenübertragung: Kabel an USB-Schnittstelle
- Physikalisches Messverfahren: resistiv
- Software: für Windows 7 / 8 / 10 / 11
- Gewicht: 3,5 kg
- Stromversorgung: über USB-Kabel (kein Netzteil)

